



**LA INTUBACIÓN ES
FÁCIL. HASTA QUE
NO LO ES.**
McGRATH® MAC

Medtronic
Further, Together

INTUBACIÓN EXITOSA AL PRIMER INTENTO.

Este preparado ante cualquier eventualidad antes de intubar. ¹⁻³ De forma que cuando el paciente este sobre la mesa, en el momento que se atraviesan los momentos más críticos, se esté lo mejor preparado posible para afrontar cualquier circunstancia. ⁴⁻⁵

El videolaringoscopio McGRATH® MAC es un dispositivo portátil que combina las ventajas de la laringoscopia directa y el video:

- Mejor visualización de la glotis en comparación con la técnica Macintosh directa ⁶
- Reduce los intentos de intubación, incluso con poco entrenamiento ⁶
- Mayor tasa de intubación exitosa que otros videolaringoscopios ⁷

EL VIDEOLARINGOSCOPIO McGRATH® MAC

INTUITIVO

Combina la laringoscopia directa convencional con la tecnología de vídeo

AGRADABLE PARA EL PACIENTE

Mejora la accesibilidad en las vías respiratorias del paciente gracias al perfil delgado de la pala

INSPIRA CONFIANZA



Incluye una batería con capacidad para 250 minutos y un indicador en pantalla que muestra la carga restante en minutos


RESISTENTE

A prueba de caídas a 2 metros de altura, el videolaringoscopio McGRATH® MAC resiste ante el manejo brusco sin afectar su funcionamiento en contextos clínicos donde se exige rapidez

FÁCIL DE LIMPIAR

Es totalmente estéril con palas desechables y sumergible. La pantalla y el mango admiten la desinfección de alto nivel.





INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Nº DE REF.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
300-000-000	Videolaringoscopio	N/A	1
350-072-000	McGRATH® MAC	1	50/caja
350-017-000	McGRATH® MAC	2	50/caja
350-005-000	McGRATH® MAC	3	50/caja
350-013-000	McGRATH® MAC	4	50/caja
X3-003-000	McGRATH® MAC X (difícil)	3	10/caja
340-000-000	Batería para 250 minutos	N/A	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

McGRATH® MAC

Tamaño: 180 mm x 68 mm x 110 mm

Peso: 200 g

Fuente de alimentación: Batería patentada de litio de 3.6V (250 minutos)

Fuente de iluminación: LED de alta luminosidad

Pantalla: Pantalla LCD a color de 2.5"

Cámara: CMOS

Materiales: Termoplásticos resistentes de grado médico, reforzados con una estructura central de aleación de acero. Ni la unidad ni el envase contienen látex.

Palas desechables McGrath® MAC

Material: Polímero óptico de grado médico antivaho

Envasado: Envasado esterilizado y de un solo uso





Pala N° 1



Pala N° 2



Pala N° 3



Pala N° 4

1. Fiadjoe JE, Nishisaki A, Jagannathan N, et al. Airway management complications in children with difficult tracheal intubation from the Pediatric Difficult Intubation (PeDI) registry: a prospective cohort analysis. *Lancet Respir Med*. 2016;4(1):37-48.
2. Metzner J, Posner KL, Lam MS, Domino KB. Closed claims' analysis. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2011;25(2):263-276.
3. Cook T, Woodall N, Frerk C. 4th National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society: Major complications of airway management in the United Kingdom. <http://www.rcoa.ac.uk/system/files/CSQ-NAP4-Full.pdf>. Published March 2011. Accessed January 2017.
4. Nørskov AK, Rosenstock CV, Wetterslev J, Astrup G, Afshari A, Lundstrøm LH. Diagnostic accuracy of anaesthesiologists' prediction of difficult airway management in daily clinical practice: a cohort study of 188 064 patients registered in the Danish Anaesthesia Database. *Anaesthesia*. 2015;70(3):272-281.
5. Huitink JM, Lie PP, Heideman I, et al. A prospective, cohort evaluation of major and minor airway management complications during routine anaesthetic care at an academic medical centre. *Anaesthesia*. 2017;72(1):42-48.
6. Shin M, Bai SJ, Lee KY, Oh E, Kim HJ. Comparing McGrath MAC, C-MAC®, and Macintosh laryngoscopes operated by medical students: a randomized, crossover, manikin study. *Biomed Res Int*. 2016;2016:8943931.
7. Kleine-Brueggeney M, Greif R, Schoettker P, Savoldelli GL, Nabecker S, Theiler LG. Evaluation of six video laryngoscopes in 720 patients with a simulated difficult airway: a multicentre randomized controlled trial. *Br J Anaesth*. 2016;116(5):670-679.
8. Gaszyński T. Comparison of the glottic view during video-intubation in super obese patients: a series of cases. *Ther Clin Risk Manag*. 2016;12:1677-1682.
9. Szarpak L, Truszewski Z, Czyżewski L, Gaszynski T, Rodríguez-Núñez A. A comparison of the McGrath-MAC and Macintosh laryngoscopes for child tracheal intubation during resuscitation by paramedics: a randomized, crossover, manikin study. *Am J Emerg Med*. 2016;34(8):1338-1341.
10. Ross M, Baxter A. Use of the new McGrath MAC size-1 paediatric videolaryngoscope. *Anaesthesia*. 2015;70(10):1217-1218.

Vedia 3616 2° Piso, C1430DAH, Buenos Aires, Argentina - medtronic.com/covidien

© 2019 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros, son, en conjunto, marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía de Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.

Medtronic