

# Dispositivos de Fijación

# Anchor Fast

Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral

*De forma innovadora nos hemos asegurado de tener una forma de proteger la piel de su paciente.*



 Hollister

¡Atención a los detalles. Atención a la vida!

## Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast




El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast es una alternativa fácil de usar en lugar de la cinta adhesiva para asegurar los tubos endotraqueales orales.

Su diseño avanzado libre de látex asegura y facilita el movimiento de los tubos endotraqueales orales y simplifica el acceso para el cuidado oral.

### Diseño Avanzado

El diseño avanzado ayuda a minimizar la presión en el labio superior y en el tejido circundante y no ocluirá el tubo.

El adhesivo libre de látex, suave con la piel proporciona un uso prolongado, reduce la denudación potencial de la piel y ayuda a conservarla saludable.



- ▶ La avanzada barrera cutánea se adhiere en presencia de secreciones orales y transpiración.
- ▶ Se adhiere de forma segura eliminando la necesidad de cambiar la tela adhesiva frecuentemente.
- ▶ La banda de cuello acojinada es ajustable y fácil de asegurar.
- ▶ Asegura los tubos endotraqueales orales (5-10mm).

### Mayores Ventajas

El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast promueve el movimiento estable, sin problemas, de la pinza a lo largo del riel, permitiendo así la fácil reubicación del tubo y prepara el acceso para succionar y realizar el cuidado oral.

- ▶ La pinza móvil puede ser recolocada y asegurada en cualquier punto.
- ▶ Sólo se necesita una persona para la recolocación del tubo.
- ▶ La pinza cierra y sostiene el tubo de forma segura.
- ▶ Ayuda a minimizar la posible formación de úlceras por presión en los labios y tejido mucoso.
- ▶ No deja residuos adhesivos en la piel después de retirarlo.

El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast proporciona características avanzadas que se esperan de Hollister. La reubicación suave, estabilidad y protección de la piel incrementan el cuidado que usted proporciona.



### Comodo Empaque

- ▶ Conserva la forma
- ▶ Empacado de manera individual
- ▶ Fácil de desechar

### Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast

**Cantidad**  
Caja con 12

**Código**  
9799

## Anchor Fast Sujetador de Tubo Endotraqueal Oral

9799



- ▶ Simplifica el acceso para el aseo oral
- ▶ Asegura los Tubos Endotraqueales Orales (5-10mm)
- ▶ Adhesivo de Barrera Cutánea **Flexend** que se adhiere en las Mejillas.
- ▶ Pinza de Cierre que Sostiene el Tubo de Forma Segura
- ▶ Banda Ajustable que Mantiene el Dispositivo Asegurado a la Nuca
- ▶ Empaque Individual
- ▶ Libre de Látex

Código	Descripción	Caja con
9799	Anchor Fast Sujetador de Tubo Endotraqueal Oral	12

## Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD): Estéril

9780




- ▶ Asegura una Variedad de Drenajes o Tubos (10-24Fr) Verticales a la Piel del Paciente
- ▶ Su Barrera **FlexWear** con Dorso de Hule Espuma se Acomoda a una Variedad de Sitios

Código	Descripción	Caja con
9780	Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD): Estéril	10

## Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD): Estéril

9781



- ▶ Asegura los Drenajes, Tubos o Catéteres (5-40Fr) Paralelos a la Piel del Paciente
- ▶ Los Tubos Pueden ser Asegurados en el Punto de Salida o en un Punto Distal
- ▶ El Adhesivo de la Barrera **FlexWear** Asegura el Dispositivo a la Piel
- ▶ Previene la Migración del Tubo y Protege la Piel Circundante al Punto de Salida

Código	Descripción	Caja con
9781	Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD): Estéril	5

## Sujetador de Tubo de Succión (STAD)

9785



- ▶ Asegura los Tubos de Succión Nasogástricos (12-18Fr)
- ▶ Forma de Mariposa con Barrera **FlexWear** que se Amolda a la Nariz del Paciente
- ▶ Mayor Comodidad
- ▶ Su Pinza Única de Péndulo Elimina la Presión en las Narinas

Código	Descripción	Caja con
9785	Sujetador de Tubos de Succión (STAD): Estéril	20

## Sujetador de Tubos de Alimentación (FTAD)

9786



- ▶ Asegura los Tubos Nasogástricos/ Nasointestinales para Alimentación o Tubos de Succión (5-18Fr)
- ▶ Forma de Mariposa con Barrera **FlexWear** que se Amolda a la Nariz del Paciente
- ▶ Mayor Comodidad
- ▶ Su Pinza Única de Péndulo Elimina la Presión en las Narinas

Código	Descripción	Caja con
9786	Sujetador de Tubos de Alimentación (FTAD): Estéril	20